


Anti-Hexim1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O94992

Artikelnummer: CM0028492



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes HEXIM1, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zur Transkriptionsregulation und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEXIM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLP1; EDG1; HIS1; MAQ1; HEXIM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10614
Gen-ID	10614
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 210-359 von humanem HEXIM1 (NP_006451.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O94992
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel