

Anti-Hexokinase-II-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52789

Artikelnummer: CM0014978



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Hexokinase II (HKII/HXK2), validiert für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA; erkennt humane, Maus- und Rattenproteine. Geeignet für die Erforschung von Glykolyse und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hexokinase II Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	HKII; HXK2; Hexokinase II
Spezies	Mensch
Gen-ID	3099
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-120 der humanen Hexokinase II (NP_000180.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52789
Proteingewicht	102 kDa
Versand	Kühlakku