


Anti-Hey1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5J3

Artikelnummer: CM0024153



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HEY1, validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung der kardiovaskulären Entwicklung, der Notch-Signalgebung und der transkriptionellen Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEY1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHF2; OAF1; HERP2; HESR1; HRT-1; NERP2; hHRT1; BHLHb31; HEY1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23462
Gen-ID	23462
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 114-129 von humanem HEY1 (NP_001269780.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5J3
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eistasche