

Anti-Hey2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Ubp5

Artikelnummer: CM0012867

Einführung

Hochwertiger HEY2-Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb) für Western Blot und ELISA, reaktiv gegen Mensch, Maus, Ratte. Geeignet zur Untersuchung der kardiovaskulären Entwicklung, der Notch-Signalgebung und der Mechanismen der transkriptionellen Repression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEY2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GRL; CHF1; HRT2; HERP1; HESR2; bHLHb32; GRIDLOCK; HEY2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23493
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem HEY2 (NP_036391.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBP5
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel