

Anti-Heyl Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Hey3, Hrt3, Bhlhb33) Für Wb, Elisa - Q9Nq87

Artikelnummer: CM0024026

Einführung

HEYL Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), validiert für WB und ELISA in Mensch und Maus. Erkennt den HEYL-Transkriptionsrepressor in der Notch-Signalgebung, wichtig für die kardiovaskuläre Entwicklung und Genregulation. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HEYL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HEY3; HRT3; HESR3; bHLHb33; HEYL
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	26508
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Aminosäuresequenz von 1-100 von humanem HEYL (NP_055386.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQ87
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Kühltasche