

## Anti-Hfe Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q30201

Artikelnummer: CM0002416



### Einführung

Dieser kaninchenmonoklonale Antikörper richtet sich gegen humanes HFE (Hereditäres Hämochromatose-Protein) und wurde für Western Blot und ELISA validiert. Geeignet zur Untersuchung des Eisenstoffwechsels, der Hämochromatose und der Wechselwirkungen mit Transferrin-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | HFE Rabbit mAb                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE                                                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                  |
| GenID (Mensch)    | 3077                                                                                                                                    |
| GenID             | 3077                                                                                                                                    |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 249-348 von humanem HFE (Q30201) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                               |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                  |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                  |
| SWISS             | Q30201                                                                                                                                  |
| Proteingewicht    | 40kDa                                                                                                                                   |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                               |