

Anti-Hfe Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q30201

Artikelnummer: CM0017424



Einführung

Hochwertiger, kaninchenstämmiger polyklonaler Antikörper gegen humanes HFE (hereditäres Hämochromatose-Protein), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen und murinen Proben. Unterstützt die Eisenstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HFE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HH; HFE1; HLA-H; MVCD7; TFQTL2; HFE
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3077
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 80-306 des humanen HFE (NP_000401.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q30201
Proteingewicht	40kDa
Versand	Kühltasche