

Anti-Hgf-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14210

Artikelnummer: CM0014023



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HGF. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Forschung zu Hepatozytenwachstum und MET-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HGF Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SF; HGFB; HPTA; F-TCF; DFNB39; HGF
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3082
Gen-ID	3082
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P14210
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel