


Anti-Hgs Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O14964

Artikelnummer: CM0024578



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches HGS (Hepatocyte growth factor-regulated tyrosine kinase substrate), validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der endosomalen Sortierung und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HGS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HRS; HGS
Spezies	Mensch
Gen-ID	9146 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14964
Proteingewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel