

Anti-Hhla2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P Und Elisa - Q9Um44

Artikelnummer: CM0013523

Einführung

Hochwertiger Anti-HHLA2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt menschliches HHLA2, ein kostimulatorisches Ligandenmolekül auf T-Zellen, ideal für immuno-onkologische Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	HHLA2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	B7y; B7H7; B7-H5; B7-H7; HHLA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11148
GenID	11148
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 30-200 von menschlichem HHLA2 (NP_009003.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UM44
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel