


Anti-Hibadh Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Artikelnummer: CM0007630



Einführung

HIBADH Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt 3-Hydroxyisobutyrat-Dehydrogenase des Menschen, der Maus und der Ratte, ein mitochondriales Enzym im BCAA-Katabolismus. Ideal für metabolische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HIBADH Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11112
GenID	11112
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 37-336 des menschlichen HIBADH (NP_689953.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31937
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel