


Anti-Hibadh Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31937

Artikelnummer: CM0024245



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HIBADH, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Mitochondriales Enzym, beteiligt am Abbau verzweigtkettiger Aminosäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIBADH Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS5ATP1; HIBADH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11112
Gen-ID	11112
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 37-336 von humanem HIBADH (NP_689953.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P31937
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eistüte