

Anti-Hif1A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16665

Artikelnummer: CM0011166



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HIF1 α , validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Hypoxieforschung, Krebsbiologie und Transkriptionsregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF1 α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1 α ; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha
Spezies	Human
GeneID (Human)	3091
GeneID	3091
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q16665
Proteingewicht	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Versand	Eisbeutel