

Anti-Hif1A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16665

Artikelnummer: CM0017740



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HIF1 α (human, Maus, Ratte) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt den Hypoxie-induzierbaren Faktor 1-alpha, einen Hauptregulator der Hypoxieantwort. Erhältlich von CamelBio.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF1 α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIF1; MOP1; PASD8; HIF-1A; bHLHe78; HIF-1alpha; HIF1-ALPHA; HIF-1-alpha; HIF1 α
Spezies	Human
GeneID (human)	3091
GeneID	3091
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von HIF1 α (NP_001521.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16665
Proteingewicht	83 kDa/93 kDa/96 kDa
Versand	Eistasche