


Anti-Hif1An/Fih-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nwt6

Artikelnummer: CM0007746



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches HIF1AN/FIH-1 (SWISS Q9NWT6) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Geeignet für Hypoxie- und Sauerstoffsensor-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HIF1AN/FIH-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FIH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55662
GenID	55662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-349 von menschlichem HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWT6
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel