


Kaninchen-Polyklonaler Anti-Hif1An/Fih1-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nwt6

Artikelnummer: CM0024166



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HIF1AN/FIH1, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von Hypoxiesignalisierung und Sauerstoffsensorik in Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF1AN/FIH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FIH1; HIF1AN/FIH1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55662
Gen-ID	55662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-349 des menschlichen HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NWT6
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel