


Anti-Hif1An/Fih1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper [Ko Validiert] Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nwt6

Artikelnummer: CM0030414



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen HIF1AN (FIH1), validiert für Knockout-Studien. Geeignet für Western Blot, IHC, IF/ICC, IP, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielgerichtet gegen Hypoxie-induzierbarer Faktor Asparagin-Hydroxylase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] HIF1AN/FIH1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FIH1; H1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55662
Gen-ID	55662
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-349 von menschlichem HIF1AN/FIH1 (NP_060372.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NWT6
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel