

Anti-Hif1B/Arnt Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P27540

Artikelnummer: CM0015920



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HIF1β/ARNT, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Untersuchung von Hypoxie- und Fremdstoff-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF1β/ARNT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	405
GenID	405
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 420-485 von humanem HIF1β/ARNT entspricht (NP_001659.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P27540
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel