

Anti-Hif1B/Arnt Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P27540

Artikelnummer: CM0003327



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper zum spezifischen Nachweis von humanem HIF1β/ARNT (P27540), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von Hypoxiesignalwegen und Dioxin-Antwortwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF1β/ARNT Rabbit mAb
Anmerkungen/Alias	HIF1B; TANGO; bHLHe2; HIF1BETA; HIF-1beta; HIF1-beta; HIF-1-beta; HIF1β/ARNT
Spezies	Mensch
GenID	405
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 499–789 von humanem HIF-1 beta (P27540) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P27540
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Eisbeutel