


Anti-Hif3A Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2N7

Artikelnummer: CM0023804



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen HIF3A (Hypoxie-induzierbarer Faktor 3-Alpha) für Western Blot, IF/ICC, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung zu Hypoxie und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIF3A Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IPAS; MOP7; PASD7; HIF-3A; bHLHe17; HIF3-alpha-1; HIF3A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64344
Gen-ID	64344
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-130 von menschlichem HIF3A (NP_690008.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2N7
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel