


Anti-Higd1A-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y241

Artikelnummer: CM0016400



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes HIGD1A (HIG1, RCF1a), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Richtet sich gegen die Untereinheit IV des mitochondrialen Komplexes, die an der Atmungskette beteiligt ist. Geeignet für Hypoxie- und Mitochondrienstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIGD1A-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	HIG1; RCF1a; HIGD1A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25994
GeneID	25994
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-93 des humanen HIGD1A (NP_054775.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y241
Proteingewicht	10 kDa
Versand	Kühlakku