

Polyklonaler Anti-Hilpda-Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Y5L2

Artikelnummer: CM0022479

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes HILPDA (HIG2) für immunhistochemische Anwendungen (IHC-P) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Hypoxie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HILPDA-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HIG2; HIG-2; C7orf68; HILPDA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	29923
GeneID	29923
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-63 des humanen HILPDA (NP_037464.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5L2
Proteingewicht	7 kDa
Versand	Kühlakku