


Anti-Hint1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49773

Artikelnummer: CM0002528



Einführung

HINT1 Kaninchen mAb (P49773) ist ein monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Er erkennt HINT1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Nukleotidmetabolismus und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HINT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	HINT, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1, HINT1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3094
GeneID	3094
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem HINT1 entspricht (P49773)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49773
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel