


Anti-Hint1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Artikelnummer: CM0018774



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes HINT1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ein 14 kDa großes Protein, das am Nukleotidmetabolismus und der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Geeignet für die Forschung zu Apoptose und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HINT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HINT; NMAN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3094
GenID	3094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-126 des humanen HINT1 (NP_005331.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49773
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel