


Anti-Hint1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P49773

Artikelnummer: CM0012916



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes HINT1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Hydrolyse von Nukleotidmetaboliten und der Apoptoseregulierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HINT1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HINT; NMN; PKCI-1; PRKCNH1; HINT1
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	3094
GenID	3094
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-126 des humanen HINT1 (NP_005331.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49773
Proteinmasse	14 kDa
Versand	Eisbeutel