

Anti-Hip1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000291

Artikelnummer: CM0029490



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes HIP1, ideal für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines HIP1. Unterstützt die Forschung zu Clathrin-vermittelter Endozytose, Neurodegeneration und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HIP1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	SHON, HIP-I, ILWEQ, SHONbeta, SHONGgamma, HIP1
Spezies	Human
GeneID	3092
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 410-690 von humanem HIP1 entspricht (NP_005329.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O00291
Proteingewicht	116 kDa
Versand	Eisbeutel