

Anti-Hip1R Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75146

Artikelnummer: CM0016015



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen HIP1R (HIP12), validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der Clathrin-vermittelten Endozytose und des Rezeptor-Transportes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIP1R Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HIP3; HIP12; ILWEQ; HIP1R
Spezies	Human
GeneID (human)	9026
GeneID	9026
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-600 des humanen HIP1R (NP_003950.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O75146
Protein-Gewicht	119kDa
Versand	Eistasche