

Anti-Hipk2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9H2X6

Artikelnummer: CM0004489

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes HIPK2, validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA. Reagiert mit Human und Maus. Ziel ist an Transkription, Apoptose und DNA-Schadensantwort beteiligt. Für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIPK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PRO0593; hHIPk2; HIPK2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	28996
GenID	28996
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem HIPK2 (Q9H2X6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H2X6
Proteingewicht	101kDa/128kDa/131kDa
Versand	Eisbeutel