


Anti-Hippocalcin (Hpca) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P84074

Artikelnummer: CM0002286



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Hippocalcin (HPCA), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung und Studien zu Kalziumsignalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Hippocalcin (HPCA) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BDR2; DYT2; Hippocalcin (HPCA)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3208
Gen-ID	3208
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 1-100 von humanem Hippocalcin (HPCA) (P84074)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P84074
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel