


Anti-Hira-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54198

Artikelnummer: CM0011821



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HIRA, validiert für Western Blot und ELISA. Das HIRA-Protein ist ein Chromatinregulator, der an der replikationsunabhängigen Chromatinassemblierung und der zellulären Seneszenz beteiligt ist. Ideal für die Forschung zu Zellzyklus und Chromatindynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIRA-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7290
GeneID	7290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 550-675 des humanen HIRA (P54198) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P54198
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Kühlakku