


Anti-Hira-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P54198

Artikelnummer: CM0017907



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes HIRA (TUP1/DGCR1), einen Faktor für den Chromatinaufbau und transkriptionellen Repressor. Für WB und ELISA validiert. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Antigenen. Geeignet für die Erforschung von Epigenetik, Zellzyklus und Seneszenz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HIRA-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	TUP1, DGCR1, TUPLE1, HIRA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7290
GeneID	7290
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 250-550 des humanen HIRA (NP_003316.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P54198
Proteingewicht	112 kDa
Versand	Kühlakku