

Anti-Histamin H3-Rezeptor (Hrh3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y5N1

Artikelnummer: CM0004030



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen den menschlichen Histamin H3-Rezeptor (HRH3, GPCR97). Validiert für WB, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRH3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HH3R; GPCR97; HRH3
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	11255
GeneID	11255
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HRH3 (Q9Y5N1).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5N1
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eistasche