

Anti-Histamin-H3-Rezeptor-(Hrh3)-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5N1

Artikelnummer: CM0019699



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen den menschlichen Histamin-H3-Rezeptor (HRH3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Neurowissenschaften und die GPCR-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRH3-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HH3R, GPCR97, HRH3
Art	Mensch
GeneID	11255
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 des menschlichen HRH3 (NP_009163.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5N1
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku