


Anti-Histamin H4 Rezeptor (Hrh4) Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H3N8

Artikelnummer: CM0016038



Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper, der gegen den menschlichen Histamin-H4-Rezeptor (HRH4) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Entwickelt für die Untersuchung der Chemotaxis von Immunzellen und der Entzündungssignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H4; H4R; BG26; HH4R; AXOR35; GPRv53; GPCR105; HRH4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	59340
Gen-ID	59340
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 194-304 von menschlichem HRH4 (NP_067637.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H3N8
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel