

Anti-Histidin-Ammoniak-Lyase (Hal) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42357

Artikelnummer: CM0017754

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen Histidin-Ammoniak-Lyase (HAL). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zu Histidin-Stoffwechsel und krankheitsassoziierten Varianten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HAL Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HIS; HSTD; HAL
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3034
GenID	3034
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 von humanem HAL (NP_002099.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42357
Proteinmasse	73 kDa
Versand	Eisbeutel