

Anti-Histidin-Reiches Glykoprotein (Hrg) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04196

Artikelnummer: CM0026174

Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Histidin-reiches Glykoprotein (HRG) gerichtet ist. Validiert in WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Gerinnung, Angiogenese und Immun-Clearance-Mechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	HRG Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HPRG; HRGP; THPH11; HRG
Spezies	Human
GenID (Human)	3273
GenID	3273
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-260 von humanem HRG (NP_000403.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P04196
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel