


Anti-Histon-H1.0-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P07305

Artikelnummer: CM0009965



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Histon H1.0 (P07305), validiert für Western Blot, IHC-Paraffin und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und anderen Spezies; 21 kDa; ideal für die Chromatinbiologie und die Differenzierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Histon-H1.0-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	H10; H1.0; H1F0; H1FV; Histon H1.0
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	H1
GeneID	3005
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Histons H1.0 (P07305) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P07305
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku