


Anti-Histon H1.2 (Hist1H1C) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - P16403

Artikelnummer: CM0028253



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes Histon H1.2 (HIST1H1C). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Chromatin-Kondensation und Epigenetik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	HIST1H1C Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3006
GenID	3006
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16403
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel