


Anti-Histone H1.2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P16403

Artikelnummer: CM0002359



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Histone H1.2 (P16403). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Breite Kreuzreaktivität vorhergesagt. Geeignet für Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H1.2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; Histon H1.2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3006
GenID	3006
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histone H1.2 (P16403) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P16403
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel