

Anti-Histon H1T Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22492

Artikelnummer: CM0019971

Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes Histon H1t, ein testisspezifisches Linker-Histon. Validiert für WB, IHC-P, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Chromatinbiologie und Spermatogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H1t Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	H1t; H1.6; H1FT; HIST1H1T; dj221C16.2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H1
GenID	3010
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurenbereich 150-207 von humanem Histon H1t entspricht (NP_005314.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22492
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel