


Anti-Histone H2A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04908/P0C0S8

Artikelnummer: CM0008546



Einführung

Kaninchen-monlonaler Antikörper, der gegen humanes Histon H2A (P04908/P0C0S8) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und vorhergesagte breite Arten. Ideal für Chromatin- und Epigenetik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histone H2A Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Histone H2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3012
GenID	3012/8329
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H2A (P04908) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P04908/P0C0S8
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel