


Anti-Histon H2Afv Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q71Ui9

Artikelnummer: CM0019487



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-Histon H2AFV (H2A.Z-2) Kaninchen-Polyklonalantikörper an, der für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA validiert ist. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Chromatinbiologie und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H2AFV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2AV; H2AFV; H2A.Z-2; Histon H2AFV
Spezies	Human
GeneID (Human)	94239
GeneID	94239
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-128 von humanem Histon H2AFV (NP_036544.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q71UI9
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel