


Anti-Histon H2Ax Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Chip, Elisa - P16104

Artikelnummer: CM0002729



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Histon H2AX. Geeignet für IHC-P, ChIP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte und weiteren Spezies. Ideal für Forschung zu DNA-Schäden und Chromatin.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Histon H2AX Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliaße	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histon H2AX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H2A
GenID	3014
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Histon H2AX (P16104) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorausgesagt)
SWISS	P16104
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel