


Anti-Histon H2Ax Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16104

Artikelnummer: CM0018439



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Histon H2AX (Mensch, Maus, Ratte), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für die Forschung zur DNA-Schadensantwort und Chromatinbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H2AX Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	H2A.X; H2A/X; H2AFX; Histon H2AX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	H2A
Gen-ID	3014
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P16104
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel