


Anti-Histon H2A.z Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - P0C0S5

Artikelnummer: CM0004786



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Histon H2A.Z, knockout-validiert, für WB, IP, ELISA, ChIP. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und weiteren Spezies. Ideal für chromatin- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Histon H2A.Z Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	H2AZ; H2A.z; H2A/z; H2AFZ; H2A.Z-1; .Z
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3015
GenID	3015
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen Histons H2A.Z (P0C0S5).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breiter Bereich vorhergesagt)
SWISS	P0C0S5
Proteinmasse	14kDa
Versand	Eisbeutel