


Anti-Histone H2B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P62807 / Q16778

Artikelnummer: CM0023630



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes Histon H2B (P62807/Q16778) für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte und eine breite vorhergesagte Palette. Geeignet für Chromatin- und Nukleosomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histone H2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Histone H2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H2B
GenID	3017/8349
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von humanem Histon H2B (NP_003519.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	P62807/Q16778
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel