


Anti-Histone H2B Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P62807 / Q16778

Artikelnummer: CM0005361



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Histone H2B, validiert für WB, IHC-P, ChIP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Anwendungen in der Chromatin- und Epigenetikforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H2B Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Formyl-Histone H2B-K108
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3017/8349
GenID	3017/8349
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-126 von humanem Histone H2B (NP_003519.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62807/Q16778
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel