


Anti-Histone H2B Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62807 / Q16778

Artikelnummer: CM0020713



Einführung

Anti-Histone H2B Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte und andere Arten mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität. Ideal für Chromatin-, Nukleosomen- und PTM-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Histone H2B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H2B, H2BE, H2BQ, GL105, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2B-GL105, HIST2H2BE, Histone H2B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	H2B
GenID	3017, 8349
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 1-100 von humanem Histone H2B, NP_003519.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	P62807 / Q16778
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel