


Monoklonaler Antikörper Gegen Anti-Histon H2B (Hodenspezifisch) Für Wb, Ip, Ihc - Q96A08

Artikelnummer: CM0006770



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane hodenspezifische Histon H2B Typ 1-A (H2BC1/TSH2B), validiert für WB, IP, IF, IHC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte, und breite Spektrumvorhersage. Ideal für Studien zu Chromatin und Spermatogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H2B (hodenspezifisch) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	255626
GeneID	255626
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 des menschlichen Histon H2B (hodenspezifisch) (NP_733759.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q96A08
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel