


Anti-Histone H2B (Testisspezifisch) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96A08

Artikelnummer: CM0020844



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes testisspezifisches Histon H2B (HIST1H2BA/TSH2B, Q96A08) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Chromatin- und Spermatogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Histon H2B (testisspezifisch) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	STBP; TH2B; H2BFU; TSH2B; hTSH2B; TSH2B.1; HIST1H2BA; bA317E16.3; Histone H2B (testis specific)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	255626
Gen-ID	255626
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Histon H2B (testisspezifisch)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Menschen, Maus, Ratte
SWISS	Q96A08
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel